

Hoe werkt Papiopad® tegen huidinfecties?

Een wrat wordt veroorzaakt door een virus infectie van de huid. Koorts helpt het lichaam bij verwijderen van virusinfecties. Door het gebruik van de Papiopad® hittecompressen wordt de huid precies goed verhit. Het geeft plaatselijke "koorts". Het lichaam kan dan het virus verwijderen zodat de huid zich in drie maanden herstelt en de wrat verdwijnt.

Koorts bestrijdt ook schimmel- en bacterie-infecties daarom kunnen Papiopad® hittecompressen ook gebruikt worden voor de verlichting van klachten bij huidschimmels en andere huidinfecties.

Een Papiopad® hittecompres bevat natriumethanoaat hydraat (dit is niet giftig). Er is geen gevaar bij directe aanraking met de huid. Spoel de huid met water.

Vraag en antwoord

Vraag: Waarom duurt het enkele maanden voordat de wrat weg is?

Antwoord: Het huidweefsel van de wrat wordt vervangen door gezonde huid. De huid vernieuwt zich continu en vangt zich geheel in twee tot drie maanden.

Vraag: Zijn wratten besmettelijk?

Antwoord: Ja. Wratten worden veroorzaakt door een virusinfectie van de huid. De wrat scheidt steeds virussen uit in de huidschilfers die van de wrat komen.

Vraag: Ik heb veel wratten. Moet ik elke wrat behandelen?

Antwoord: U hoeft niet altijd elke wrat te behandelen. Als de grootste of hinderlijkste wratten behandeld worden dan verdwijnen vaak alle wratten. Overgebleven wratten kunnen opnieuw behandeld worden met Papiopad.

Vraag: Als een Papiopad® hittecompres lek raakt is dat dan gevaarlijk?

Antwoord: Nee. De Papiopad® hittecompressen bevatten een niet giftige zoutoplossing. Spoel het zout met water weg. Het kapotte Papiopad® hittecompres kan met het restafval afgevoerd worden.



papiopad

Lees vóór gebruik deze handleiding

Papiopad® Huid hittecompressen tegen infecties

Papiopad® Huid is ontwikkeld voor gebruik tegen wratten, maar kan ook gebruikt worden voor de verlichting van klachten bij huidschimmels en andere infecties van de huid. Bij wratten is gebruik eens in de twee dagen van beide Papiopad® hittecompressen gedurende een periode van 3 weken aanbevolen.

De hittecompressen zijn tot 50 keer herbruikbaar.

Kijk ook op onze website: www.papiopad.com

inhoud van uw aankoop

Het Papiopad® Huid pakket bestaat uit twee Papiopad®- hittecompressen, twee compresshoesjes, een bandage en deze handleiding. Papiopad® Huid heeft een Klasse I medische certificering.



Papiopad® wordt geleverd door Produvation bv, Delft



Naast gebruik van Papiopad® Huid voor de behandeling van handwratten en wratten op het lichaam, kan Papiopad® ook gebruikt worden tegen voetwratten. Voor voetwratten wordt aangeraden Papiopad® Voet te gebruiken.



Registratiehouder:
Produvation BV, Delft
2014 - Klasse I - registratienummer:
NL-CA002-2014-31371
Europese Richtlijn 93/42/EEG



Gebruik

Verwijder het cellofaan rond het kussen.

In het compres is een metalen schijfje in de heldere vloeistof zichtbaar. Door het metalen schijfje in de hittecompres in te drukken (voel een klik), kristalliseert de vloeistof en de hittecompres wordt direct heet. De vloeistof wordt stijf en ondoor-zichtig melkachtig en het kussen warm. Kneed het compres even zodat het geheel melkachtig en soepel is en steek het in de bandage. Druk dan het geactiveerde hittecompres 15 minuten stevig op de plek van de wrat.

Vervang na deze 15 minuten het hittecompres meteen door de tweede. Na weer 15 minuten is de behandeling voor die dag klaar. In het totaal verhit u de plek dus 30 minuten per keer. Bij wratten is gebruik eens in de twee dagen van beide Papiopad® hittecompressen gedurende een periode van 3 weken aanbevolen. Het kan nog enige tijd duren tot de wrat geheel verdwenen is.

Als u het metalen schijfje niet kunt indrukken, druk dan op de andere kant van het schijfje. Als u het schijfje ingedrukt hebt maar de compres wordt niet warm, druk dan vaker net zolang tot de compres heet wordt. Bij het eerste gebruik van een nieuw compres moet men soms enkele malen klikken voor dat hij warm wordt. Als een compres wordt hergebruikt dan is één keer klikken bijna altijd voldoende.



Let op!

Het gebruik van de Papiopad® hittecompressen op de huid mag niet pijnlijk zijn. Als het verwarmen pijnlijk is, schuif het bijgeleverde compreshoesje om het Papiopad® hittecompres. De temperatuur op de huid wordt dan lager. Ga niet door als de pijn blijft aanhouden. Gebruikers met een verstoorde pijn ervaring moeten extra voorzichtig zijn om blaarvorming te voorkomen.

Klaarmaken voor hergebruik

Na het afkoelen zijn de gebruikte hittecompressen hard. U maakt ze weer gebruiksklaar door ze te koken. Ga als volgt te werk:

- 1- Doe de harde hittecompressen in een pan met voldoende water zodat de compressen net onder water staan.
- 2- Breng het water aan de kook en laat het 5 minuten door koken tot alle kristallen in de compressen zijn opgelost. De compressen zijn weer helemaal helder.
- 3- Laat de compressen aan de lucht koelen tot kamertemperatuur. Het compres is opnieuw klaar voor gebruik. Bewaar de compressen op een schone plek.



Tip: gebruik de regeneratiezak van Papiopad om de compressen, bandage en compreshoesjes in op te koken en af te laten koelen. De hittecompressen, bandage en compreshoesjes zijn dan allemaal ontsmet.

De Papiopad regeneratiezak is apart te verkrijgen op www.papiopad.com.